


**Protégez, efficacement, vos échantillons
des contaminations ambiantes**

**Fabriquée
en France**

Hotte de Protection

« Protec-Sample® »

- ▶ **Protection des passeurs automatiques**
- ▶ **Compatible tout passeur**
- ▶ **Modèle standard et sur mesure**



Hotte de protection polyvalente et économique

- La détermination des traces et ultra-traces, en AAS, ICP/ICP-MS, impose de plus en plus de protection pour les échantillons afin d'éviter les contaminations par l'air ambiant, pendant qu'ils sont sur le passeur. Pour répondre à la demande de nos clients et fort de notre expérience dans le domaine de la minéralisation et de l'introduction en ICP et AAS, nous avons développé un concept d'enceintes filtrantes polyvalent et économique.
- Sur cette hotte de pailleuse les parties transparentes sont construites en PET-G pour une clarté exceptionnelle tout en garantissant une résistance chimique aux vapeurs acides et autres solvants. La porte s'ouvrant à 180° permet un accès facile à la chambre. Le plateau de fond en Kydex® facilite le nettoyage.

Dimension à la demande.

- En plus des modèles standards s'adaptant aux différents passeurs du marché, nous proposons la fabrication à vos dimensions pour un prix très compétitif, Notre système de fabrication nous permet de proposer des hottes sur mesure jusqu'à PxLxH 63,0 X 89,5 X 83,5 cm à un prix voisin du standard. N'hésitez pas à nous interroger!.

**Courtage Analyses Services 14 rue des Mouettes 76130 Mont Saint Aignan France
Tel +33 2 35 07 60 00 Fax +33 2 35 70 64 39 email info@onlinecas.com**

www.onlinecas.com